

Cadre électrique FlexiPlus

Manuel utilisateur

Ce manuel doit toujours être à proximité du produit.

Table des matières

1. Symboles utilisés dans ce manuel	
2. Sécurité générale	3
2.1 Etiquette produit.....	5
3. Exigences générales	6
3.1 Informations produit.....	6
3.2 Description produit.....	6
3.3 Utilisation prévue.....	6
3.4 Population prévue.....	6
3.5 Opérateur prévu.....	6
3.6 Sécurité de base.....	6
3.7 Fonctions non cliniques.....	7
3.8 Dimensions du produit.....	7
3.9 Plaintes et évènements indésirables.....	7
4. Mode d'emploi	8
4.1 Installation du produit.....	8
4.2 Installation du plan de travail.....	12
4.3 Installation de l'adaptateur Bluetooth.....	13
4.4 Schéma des composants électriques.....	
4.5 Application Connect Ropox.....	14
4.6 Utilisation du produit.....	
5. Accessoires	15
5.1 Installation des accessoires.....	15
6. Résolution de problèmes	
7. Nettoyage	21
8. Entretien	
8.1 Entretien périodique.....	
8.2 Etalonnage de l'actionneur.....	
9. Liste des composants	
10. Liste des pièces détachées	24
11. Protection de l'environnement	25
12. Compatibilité électromagnétique	25
12.1 Environnements appropriés.....	
12.2 Utilisation adjacente et combinée.....	25
12.3 Câbles.....	25
12.4 Equipement portable RF.....	
12.5 Conformité aux normes d'émission et d'immunité.....	

1. Symboles dans ce manuel

Attention Indication d'une situation potentiellement dangereuse. Si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures corporelles graves ou la mort.	
Avertissement Indication d'une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures mineures ou modérées. Il peut également être utilisé pour alerter contre des pratiques dangereuses.	
Important Ce symbole attire l'attention sur l'utilisation et la manipulation correctes du produit.	

1. Sécurité générale

	<p>Ce manuel doit être lu et compris avant utilisation. Toujours conserver ce manuel à proximité du produit.</p> <p>L'utilisation, l'installation et le service de ce produit doivent respecter ce manuel pour éviter les accidents et les blessures personnelles.</p> <p>N'utilisez ou ne manipulez jamais ce produit d'une autre manière que celle spécifiée dans ce manuel car cela peut entraîner des risques pour la sécurité des personnes et / ou endommager le produit.</p> <p>Les personnes installant et / ou utilisant ce produit en tant qu'opérateur ou l'utilisateur doivent disposer des informations de sécurité nécessaires et accéder à ce manuel.</p> <p>Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne désignée de qualification similaire pour éviter tout danger.</p>
---	---



Ne pas effectuer d'opérations de réparation, de démontage ou d'assemblage, d'ajouts, de réajustements ou de modifications du produit au-delà de ce qui est décrit dans ce manuel. Celles-ci doivent être effectuées par CREE ou le personnel autorisé par CREE. N'effectuez pas d'opération pendant son utilisation.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par les personnes ayant une diminution physique, sensorielle ou de capacités mentale ou par les personnes avec manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant les dangers encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

N'utilisez pas le produit s'il présente des défauts ou s'il a été endommagé avant d'avoir été réparé ou remplacé.

Si le boîtier de commande émet des bruits ou des odeurs inhabituels, coupez immédiatement la tension secteur.

Veillez à ce que les câbles ne soient pas endommagés.

Débranchez le câble d'alimentation de l'équipement mobile avant de le déplacer.

Les produits ne doivent être utilisés que dans un environnement correspondant à leur protection IP.



Les informations contenues dans ce manuel sont basées sur une installation correcte conformément aux instructions d'installation de ce produit.

CREE ne peut être tenu responsable si le produit est utilisé de quelque manière que ce soit qui diffère de ce qui est indiqué dans ce manuel et / ou des instructions d'installation.

CREE se réserve le droit de modifier ce manuel et les documents de référence sans préavis.


1.1 Etiquette produit

ROPOX

Ropox A/S, Ringstedgade 221, DK-4700 Naestved
Tlf: +45 5575 0500, E-mail: info@ropox.dk, Web: www.ropox.dk

20XX-XX REF XX-XXXXX-X SN XXX-XXXX

U In: XXX V ~, XX Hz
I In: Max. X A
IPXX
Max load XXXkg
Mass of product XXXkg



	<p>Ce produit est marqué CE conformément à :</p> <p>Directive 2006/42/CE du Conseil relative aux machines Directive du Conseil 2011/65/UE, RoHS</p>
	<p>Nom et adresse du fabricant</p>
	<p>Date de production</p>
	<p>Numéro de stock</p>
	<p>Numéro de série</p>
	<p>Consulter le manuel avant utilisation</p>
	<p>Intervalle de fonctionnement des équipements électriques. L'utilisation du réglage électrique de la hauteur de l'équipement réglable peut fonctionner au maximum 1 minute, suivi d'une pause de 9 minutes.</p>
	<p>Consultez le manuel pour obtenir des informations importantes relatives à la sécurité, aux avertissements et aux précautions de sécurité.</p>
	<p>Ne pas jeter avec les déchets municipaux non triés. Le produit doit être retourné à une station de recyclage désignée.</p>
	<p>Les températures de fonctionnement ne peuvent dépasser +10°C - +40°C Les températures de transport et de stockage ne peuvent dépasser -10°C - +50°C</p>

2. Exigences générales

2.1 Informations produit

Fabricant	Ropox A/S Ringstedgade 221, DK-4700 Naestved +45 55 75 05 00 Email: Info@ropox.com		
Modèles produit	Numéro partie	Modèle	Configuration
	30-90xxx-xxx	60 – 300 cm	Electrique
Poids maximum de l'utilisateur selon DS/EN 12182:2012	150kg (330 lbs) uniformément répartie, la charge maximale inclut le poids de la table et des autres installations		
Source de courant	100-240V ~50/60Hz		
I in	3A		
Standby power	0,1 W		
Intermittence	1min use / 9min pause		
Ajustement de la hauteur	300mm (11.8in)		
Vitesse d'actionnement	≈ 36mm/s (1.5in/s)		
Classement IP	IPX20		
Plage de température ambiante	-10 °C to +50 °C Transport et stockage +10 °C to +40 °C Fonctionnement		

2.2 Description produit

FlexiPlus est un système réglable en hauteur pour les plateaux de table ou les postes de travail. Le produit peut être réglé en hauteur électriquement.

2.3 Utilisation prévue

Le produit est destiné au réglage en hauteur d'une table ou d'un poste de travail pour une utilisation plus facile et plus confortable par des personnes de tailles et de statures différentes. Longueur de course standard - 300 mm (11.8in), mais avec une option pour personnaliser la longueur de course entre 0 mm et 660 mm (0-26in).

2.4 Utilisateur prévu

Toute personne qui peut trouver utile d'avoir une table ou un poste de travail à hauteur réglable.

2.5 Opérateur prévu

Toute personne ayant lu et compris ce manuel peut utiliser le produit. Seuls les enfants de plus de 8 ans peuvent utiliser le produit, mais uniquement sous la surveillance d'un adulte.

2.6 Sécurité de base

FlexiPlus dispose d'un système anticollision intégré appelé Ropox Sicuro, où, si le produit enregistre une augmentation de la résistance pendant le fonctionnement, vers le haut ou vers le bas, les pieds se rétractent (environ 50 mm (2in)).

De plus, il est possible d'acheter ce qu'on appelle un arrêt de sécurité. Il s'agit d'un système de sécurité qui fonctionne en tandem avec Ropox Sicuro, qui est particulièrement sensible et qui enregistre mieux les matériaux mous. La butée de sécurité est placée sous la table, au bord, ce qui la rend optimale pour les utilisateurs assis.

2.7 Fonctions non cliniques


FlexiPlus est conçu pour rendre l'utilisation de tables et des plans de travail confortable et plus facile d'accès pour la population visée.

2.8 Dimensions produit


Le profil en aluminium est toujours 50 mm (2 in) plus court que le plan de travail.

Il est recommandé de garder un dégagement de 50 mm(2in) sous le support mural.

60 – 240cm (23.5 – 94.5in)



245 – 300cm (96.5 – 118in)




2.9 Plaintes et événements indésirables

Tout incident grave survenu en relation avec l'utilisation du produit doit être signalé au fabricant et l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouve l'utilisateur.

3. Mode d'emploi


3.1 Installation du produit

30*65100-060 - 30*65100-300	1	Alu. profile and support arms			2
30-67610-1	2-3	FlexiPlus Leg, Electric			1
PART NUMBER	QTY	TITLE	L	B	ITEM



4.1.1A

Marquez ces deux points pour l'installation des pieds




Gardez une distance minimale de 80 mm (3in) avec les objets à côté du plan de travail. Faites attention au surplomb du plan de travail.

4.1.1B

Fixez les supports muraux aux points marqués

Utilisez des chevilles appropriées. La force d'extraction maximale dans la vis supérieure est de 30 kg (66lbs).


Assurez-vous qu'il y a au moins 170 mm (7in) d'espace libre au-dessus du support mural.



TF 200.01.0020_ENG


4.1.1C

Appliquez les supports muraux et fixez les vis supérieures



4.1.1D

Faites glisser les colonnes de moteur dans les supports muraux




4.1.2A

Montez les bras de support sur le profilé

À chaque colonne de moteur, un bras de support doit être placé au-dessus de la vis de réglage.


Notez que les bras de support intérieurs ne doivent pas être espacés de plus de 60 cm (23,5 pouces). Notez également que les bras de support les plus à l'extérieur doivent faire face vers l'intérieur avec leur support extérieur. Cela se fait en dévissant le support.



4.1.2B


Monter le support avec écrou plat sur le profilé à chaque extrémité

Serrez les vis inférieures pour fixer le support.




4.1.2C

Montez les vis de réglage sur le pied,
alignées avec l'endroit où le bras de support sera placé.




4.1.2D

Monter le profilé sur les colonnes du moteur




4.1.2E

Niveler le système en ajustant les écrous au bas de chaque colonne moteur




4.1.2F

Verrouillez le système en fixant le dispositif de retenue écrou en bas de chaque colonne moteur



4.1.2G


Fixez le boîtier de commande au profilé



4.1.2H


Connectez les câbles au boîtier de commande et effectuez un test

Mettez le système à zéro en maintenant le bouton vers le bas jusqu'à ce que les colonnes aient lancé une réinitialisation.



4.1.2I


Montez les porte-câbles sur le profilé, et dirigez les câbles



3.2 Installation du plan de travail

4.2.1A


Placez le plan de travail et fixez-le au bras de support. Gardez une distance de sécurité de 5 mm (0.2in) par rapport au mur.



4.2.1B



Fixez le panneau avant et le panneau latéral si nécessaire

AVANT de monter le panneau latéral, montez les ferrures d'angle sur le panneau.



4.2.1C



Nivelez le système en ajustant la vis de réglage et fixez les vis de réglage sur chaque pied à l'aide d'une clé hexagonale



4.2.1D

Montage du tampon de presse

- Percez un trou de $\varnothing 12-15$ ($\varnothing 1/2$ " - $\varnothing 5/8$ ") dans le panneau avant
- Tirez le câble à travers le trou du panneau avant et connectez le tampon de presse, via le câble du tampon de presse, au boîtier de commande
- Montez les supports de câble sur le dessous du plateau et attachez-y le câble
- Retirez délicatement le papier de protection, au dos du tampon de presse, tout en gardant votre doigt entre le câble-ruban et l'adhésif, car ceux-ci ne doivent pas coller les uns aux autres
- Placez le tampon de presse sur le panneau avant



Important !

Si le câble-ruban colle à l'adhésif, le tampon de presse peut être détruit.

3.3 Installation de l'adaptateur Bluetooth

Avec l'achat du FlexiPlus, en tant que composant standard, un adaptateur Bluetooth accompagnera toujours le produit. Cet adaptateur Bluetooth permet à l'utilisateur de se connecter à distance à FlexiPlus à l'aide de notre application, Ropox Connect, ou avec la commande sans fil, qui peut être acquise en tant qu'accessoire.

Pour monter l'adaptateur Bluetooth, suivez les instructions ci-dessous.

4.3.1

Montage de l'adaptateur Bluetooth


1

Insérez l'adaptateur Bluetooth dans l'un des 2 ports de contrôle disponibles dans le boîtier de contrôle




2

Une fois l'adaptateur Bluetooth inséré, il clignote en bleu et est prêt pour l'appairage



Important! Il est recommandé, lorsque plusieurs produits doivent être connectés, qu'un seul adaptateur soit inséré à la fois, puis enregistré.

3.4 Schéma des composants électriques



3.5 Application Ropox Connect

En option pour utiliser Ropox FlexiPlus, il est possible de télécharger l'application gratuite Ropox Connect, qui permet d'utiliser le produit sans fil. L'application Ropox Connect vous permet de faire fonctionner le produit vers le haut ou vers le bas et a la possibilité d'enregistrer les paramètres de hauteur, permettant aux utilisateurs de passer facilement d'une hauteur debout à une hauteur assise. Pour voir une explication détaillée des fonctions, des paramètres d'accessibilité, etc., consultez le manuel joint, TF 200.01.0039. Pour télécharger l'application Ropox Connect, suivez les instructions ci-dessous:

4.5.1

Comment télécharger l'application Ropox Connect

Pour iOS

1. Scannez le QR code ou ouvrez l'application: App Store.
2. Dans App Store, appuyez sur 'Recherche'.
3. Recherchez pour "Ropox Connect".
4. Trouvez l'application Ropox Connect, et appuyez sur 'obtenir'.



3.6 Utilisation du produit

Le produit est actionné avec le bouton haut / bas fourni. Autrement, si une commande avec fonction de verrouillage est installée, voir 5.1.3.



Avertissement !

Le produit doit toujours pouvoir parcourir toute la plage d'actionnement sans entrer en collision avec des objets. Sinon, la stabilité du produit sera compromise.

Des précautions particulières doivent être prises pour s'assurer qu'aucun enfant ou adulte ne se trouve sous le produit, car des blessures graves par piégeage peuvent survenir.


4. Accessoires

Accessoires	
Numéro de pièce	Modèle / spécificité
30-92xxx	Bande de sécurité
30-90550-1	Commande avec fonction de verrouillage
30-90540-1	Commande sans fil
30-67610-1	Pied supplémentaire
30-67635	Cover for plumbing
30-67760	Support pour plaques de recouvrement
30-67705	Pied de support Longueur 49 cm/19in
30-90530	Support de distance de 70 mm/3in
30-93050 – 30-93660	Programmation réglable en hauteur, 50 – 660 mm (2 – 26in)

4.1 Installation des accessoires


4.1.1 Installation de la bande de sécurité

- Insérez le câble SLS entre le pied et le boîtier de commande. Il est recommandé d'utiliser l'un des pieds extérieurs
- Connectez le câble minijack au câble SLS
- Connectez la bande de sécurité avec le câble minijack
- Collez les prises d'angle sur les façades, puis montez la bande de sécurité sur la face inférieure du panneau à l'aide du double ruban adhésif en commençant par le point le plus éloigné du boîtier de commande
- Finir avec la bande de sécurité à 1 cm (0.5in) du bord et pousser la résistance d'extrémité dans la bande de sécurité



4.1.2 Installation de la commande avec fonction de verrouillage

- AVANT DE MONTER LE PANNEAU AVANT, pré-percez des trous dans le dessus du plan de travail.
- Montez la commande avec fonction de verrouillage sur le côté inférieur du plan de travail, au moyen de deux vis à tête fraisée Ø 4,5 mm. Il est recommandé que la partie inclinée de la commande soit à l'extérieur du tableau de bord, comme illustré ci-dessous.
- Connectez la commande au boîtier de commande.
- Si un panneau est nécessaire, découpez un petit renforcement dans le panneau avant qui mesure 20 x 67 mm (0.8x2.6in). Si la commande avec fonction de verrouillage est montée plus loin sur le plateau que recommandé, il est recommandé d'augmenter la hauteur de l'encoche à 35 mm (1.4in). Montez le fascia.



4.1.3 Utilisation de la commande avec fonction de verrouillage

- **DÉVERROUILLAGE DE LA COMMANDE AVEC LA FONCTION DE VERROUILLAGE**
Sauf indication contraire, la commande ne peut pas activer les colonnes du moteur, sans déverrouillage de la commande. Cela se fait en appuyant sur Bluetooth®, puis ☆, dans une seconde.

La commande se reverrouillera après 10 secondes si la commande n'est pas activée.


- **HAUT/BAS**

L'entraînement des colonnes du moteur vers le haut ou vers le bas s'effectue en déverrouillant d'abord la commande, puis en appuyant sur la commande par le haut ou par le bas.

- **DIFFÉRENTS BOUTONS**


La commande avec fonction de verrouillage est livrée avec trois boutons intégrés autres que haut/bas.

- Intervalles de rappel. **DÉSACTIVÉ** selon la norme.
- **Bluetooth®** - Connectivité d'application. **DÉSACTIVÉ** selon la norme.
- ☆ - Change la position préférée :
- Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour enregistrer la hauteur actuelle. 2 positions peuvent être enregistrées à la fois.
- Maintenir le bouton enfoncé pendant 8 secondes réinitialisera les positions favorites, affichant une LED rouge.
- Lorsque vous conduisez les moteurs vers la position favorite, les moteurs s'arrêteront pendant 1 seconde lorsqu'ils se trouveront dans une position favorite avant de continuer, si la touche Up/Down est continuellement maintenue.




4.1.4 Installation de la commande sans fil

- Avant que la commande sans fil puisse être connectée à FlexiPlus, l'adaptateur Bluetooth doit être en mode appairage, voir 4.3.1.
- Si l'adaptateur Bluetooth a été inséré dans le boîtier de commande, mais n'est pas en mode d'appairage, démontez l'adaptateur Bluetooth, puis réinsérez-le.
- Prenez la commande sans fil et maintenez les deux HAUT/BAS à la fois, pendant quelques secondes.
- Le système peut maintenant être contrôlé à distance avec la commande sans fil




4.1.5 Installation du cache pour la plomberie

- **AVANT DE CHOISIR LE CACHE POUR LA PLOMBERIE**, décidez du réglage de hauteur souhaitée. Si le réglage en hauteur choisi est supérieur à la norme (300 mm (11.8in°), il est déconseillé d'utiliser cet accessoire.
- -Pour monter le cache pour la plomberie, voir Instructions de montage : Cache d'installation pour Flexi, PDF 6134.




4.1.6 Installation du support pour plaques de recouvrement

- AVANT DE CHOISIR LES SUPPORTS POUR PLAQUES DE RECOUVREMENT, décidez du réglage de hauteur souhaitée. Si le réglage en hauteur choisi est supérieur à la norme (300 mm (11.8in)), il est déconseillé d'utiliser cet accessoire.
- Pour monter les plaques de recouvrement avec les supports, voir Panneaux de dissimulation pour Ropox Flexi, PDF 6163




4.1.7 Installation du pied de support

- IMPORTANT - le pied de support ne peut être utilisé que si le support mural est monté entre 44 et 58 mm (1.7 – 2.3in) au-dessus du sol.
- AVANT DE MONTER LES COLONNES DU MOTEUR SUR LE SUPPORT MURAL, placez le pied sur le bas des colonnes du moteur.
- Montez le pied avec les boulons M8x20 fournis dans les deux trous.



4.1.8 Installation d'une entretoise de 70 mm (3in)

- Pour monter l'entretoise, voir entretoise 70 mm (3in), TF 200.01.0021



5. Résolution des problèmes

Le cadre ne peut pas être ajusté en hauteur	Vérifiez tous les câbles et prises pour les connexions desserrées. Si une bande de sécurité a été installée :
	Vérifiez que la bande de sécurité n'a pas été activée
	Vérifiez la connexion des câbles de la bande de sécurité à la commande unité et bande de sécurité
Le cadre ne fait que descendre	Réinitialisation du cadre :
	Appuyez sur le bouton BAS et ajustez le cadre pour position basse. Appuyez une fois de plus sur le bouton BAS et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser la centrale
Le cadre ne bouge pas droit	Appuyez sur le bouton BAS et ajustez le cadre pour position basse. Appuyez une fois de plus sur le bouton BAS et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser le cadre.

6. Nettoyage

Le nettoyage peut être effectué avec de l'eau tiède et un produit de nettoyage universel approprié. Utilisez un chiffon ou une éponge douce pour laver le produit. Séchez le produit avec un chiffon essoré.

	Important !
	N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des abrasifs, par ex. poudre à récurer, laine d'acier, éponge à récurer. Ce produit n'est pas conçu pour être stérilisé. L'autoclavage et la stérilisation au-delà du nettoyage normal peuvent éventuellement modifier la sécurité et le fonctionnement du produit.

7. Entretien

7.1 Entretien périodique

	Important !
	Le cadre est sans entretien. Pour des raisons de sécurité et de fiabilité, nous vous recommandons d'inspecter le cadre une fois par an.

7.2 Étalonnage de l'actionneur

Les actionneurs sont alignés et calibrés en usine. S'ils ont besoin d'un étalonnage pour fonctionner simultanément, utilisez la procédure suivante.

Maintenez la touche BAS (▼) enfoncée sur la télécommande jusqu'à ce que le cadre soit en position basse. Maintenez le bouton BAS enfoncé jusqu'à ce que la table ait terminé la séquence de réinitialisation.

Si les colonnes du moteur ne sont pas alignées (≥ 5 mm (0.2in)), le système le détectera, s'arrêtera et devra alors être réinitialisé en effectuant une séquence de réinitialisation.

8. Liste des composants




Important !

CREE mettra à disposition des listes de pièces pour un entretien et une réparation extraordinaires au-delà de ce qui est décrit dans ce manuel. Les réparations au-delà de ce qui est décrit dans ce manuel ne peuvent être effectuées que par le personnel de service désigné par CREE.

Pièces incluses

2-3x Colonne moteur incl. Support de montage

30-67610-1



Inclus

Supports muraux

30*67608-148

30*67608-179

95091439



Vis de réglage M10x25

96101125



Support avec écrou plat

30*67608-165

30*67608-225

95020621



Plaque de serrage

30*67608-167



Vis INSEX M6x12

95010612




Ecrou à embase M6

95180067



Porte-câble

97004062



1x Profilé en Aluminium [longueur spécifique]

30*65100-XXX



Plan de travail L 60-100cm (23.5-39.5in) 2x **bras de support**

Plan de travail L 105-200cm (41-78.5in) 4x **bras de support**

Plan de travail L 205-240cm (81-94.5in) 5x **bras de support**

Plan de travail L 245-300cm (96.5-118in) 7x **bras de support**

30-67620-9



1x Boîtier de commande 2canaux incl. Support de montage

-Pour 2x colonnes à moteur
30*67608-220

Comprend un tampon de presse et un câble et un adaptateur

97000244
97000256
97001778



1x Boîtier de commande 3canaux incl. Support de montage

-Pour 3x colonnes à moteur
30*67608-221

Comprend un tampon de presse et un câble et un adaptateur

97000244
97000256
97001778



4x Raccord d'angle

97002730



1-2x Câble moteur 100 cm (39.5in)

93000068




1x Câble moteur 200 cm (78.5in), pour plan de travail de longueur 165-300cm (65-118in)

93000069



1x Câble moteur 320 cm (126in)

93000006



2x Supports de câbles

96000155




2x Attaches de câble



14x Vis sans tête INSEX M8x10

95030810

9. Liste des pièces détachées



Spare parts

97001778	1	Bluetooth adapter			17
97000256	1	Press pad cable			16
93000069	1	Motor cable 200cm (78.5in), for lengths >160cm (63in)			15
93000068	1-2	Motor cable 100cm (39.5in)			14
93000006	1	Power cable			13
97000244	1	Press pad			9
93000198	1	Controlbox 3ch, for 3 motor columns			8
93000199	1	Controlbox 2ch, for 2 motor columns			8
30-67620-9	2-7	Support arm			3
30-65100-XXX	1	Aluminum profile			2
93000210	2-3	Motor column			1
PART NUMBER	QTY	TITLE	L	B	ITEM
1					
2					
3					
4					
5					
Page 1 of 1			ROPOX Better ways to better days Ringstedgade 221, 4700 Næstved Tlf: 55750500 Fax: 55750550		Designer: OU 06-10-2021 DS/ISO 2768 m Drawing no.: 30-90XXX-1

10. Protection environnementale

Le produit n'est pas destiné à être éliminé avec les déchets municipaux. Le démontage, le tri et l'élimination des composants doivent être effectués par des professionnels de l'élimination des déchets.



Parts	Recommandations d'élimination
Profilé en aluminium	Aluminium
Colonne moteur	Électronique
Bras de support	Déchets d'acier
Boitier de control	Électronique

11. Compatibilité électromagnétique

11.1 Environnements appropriés

L'appareil est adapté pour une utilisation à domicile, dans les crèches, dans les centres de jour pour personnes souffrant de handicaps physiques ou mentaux ou dans les hôpitaux, sauf à proximité d'équipements chirurgicaux HF actifs et de la salle blindée RF d'un système électrique médical pour l'imagerie par résonance magnétique, où l'intensité des perturbations électromagnétiques est élevée.

11.2 Utilisation adjacente et combinée

	Avertissement ! L'utilisation de cet équipement combinée avec d'autres équipements doit être évitée car cela pourrait entraîner un fonctionnement incorrect. Si une telle utilisation est nécessaire, cet équipement et les autres équipements doivent être observés pour vérifier qu'ils fonctionnent normalement.
--	---

11.3 Câbles

Câble moteur – 93000068	100 cm (39.5in)
Câble moteur - 93000069	200 cm (78.5in)
Câble alimentation - 93000006	320 cm (126in)
Tampon de presse - 97000256	150 cm (59in)

	Avertissement ! L'utilisation d'accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spécifiés ou fournis par le fabricant de cet équipement peut entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de l'immunité électromagnétique de cet équipement et entraîner un fonctionnement incorrect.
--	---

11.4 Equipement portable RF

	<p>Avertissement !</p> <p>Les équipements de communication RF portables (y compris les périphériques tels que les câbles d'antenne et les antennes externes) ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm (12 pouces) de toute partie de l'appareil, y compris les câbles spécifiés par le fabricant. Dans le cas contraire, une dégradation des performances de cet équipement peut se produire.</p>
---	---

11.5 Conformité aux normes d'émission et d'immunité

Le produit se compose de composants électriques testés et jugés conformes à la norme EN 60335-1 Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – 1 : Exigences générales.

Le boîtier de commande a également été testé et déclaré conforme à la norme EN 13849-1 Sécurité des machines – Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité – 1 : Principes généraux de conception.

CREE

Avenue de Champlevert
Z.I. du Recou
69520 Grigny

E-mail : cree@cree.fr
Internet : www.cree.fr



Service d'assistance technique :

0 899 493 251

**Service 0,60€/min
+ prix appel**



Développer l'espace de liberté