

SAC EMERGENCY'S LIGHT - ROUGE WATERPROOF

EMERGENCY'S™

Ref. MEEMER02_WA



30/08/2024 08:08:16 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

SAC EMERGENCY'S LIGHT - ROUGE WATERPROOF

EMERGENCY'S™

Ref. MEEMER02_WA

Sac de secours pratique et léger en version impermeable.

Description

- Il dispose également de trois poches extérieures ; celle à l'avant est divisée avec des bandes élastiques caoutchoutées
- Fermetures à zip haute résistance
- Bandes réfléchissantes
- Mallette lavable
- Poignées renforcées et bretelles
- Dimensions 44 x 25 x 27 cm, capacité 22 L
- Matériau: Tarpaulin (polyéthylène lamine)
- Poids 1.29 kg
- Vendu vide

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3661040199191	Code douanier	420212
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	25
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	27
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	44
Unité emballée / Poids (kg)	1.3	Unité nue / Poids (kg)	1.29

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

30/08/2024 08:08:16 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr