

FICHE TECHNIQUE

Serenity Care - Bavoir jetable 3 Plis 38x50cm

PROTECTION DES VETEMENTS AU COURS DU REPAS

35105002000

DIMENSIONS

Longueur :	500 mm	+/- 10mm
Largeur :	380 mm	+/- 10mm
Pli :	195 mm	+/- 10mm
Hauteur poche :	100 mm	+/- 10mm

CARACTÉRISTIQUES

2x Tissue :	18 g/m ²
Polyéthylène Blanc :	0.014 mm
PE renforcé :	0.014 mm

Pâte à papier traitée sans chlore. Poche à miettes intégrée. 1 film de polyéthylène, et 2 films de papier de part et d'autre du film PE. Tour de cou arrondi

CONDITIONNEMENT

Sachet	100 pièces	EANs :
Carton	6 sachets	8058150569368
Palette	60 cartons	28058150569362

Fabriqué en Europe

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.

