






BAVOIR USAGE UNIQUE 2 PLIS AVEC POCHE FIXATION LIENS



| | | | |
|---|--|---|---|
| Nom du produit | Bavoir Usage Unique 2 Plis Avec Poche Fixation Liens | | |
| Référence -Taille - Couleur | BW3870 | | |
| Description | Bavoir de protection de la personne. Absorbant et imperméable grâce à son renfort de Polyéthylène. Capacité d'absorption = 300% | | |
| Composition | Ouate de cellulose 18 g/m2 (+/-5) Film PE Polyéthylène épaisseur 14 microns | | |
| Dimensions (cm) | 38*68 avec poche (+/- 2) | | |
| Origine | Fabrication EUROPE | | |
| Informations Complémentaires | Fabrication ISO 9001 – ISO 14001 – ISO13485 |  |  |
| Ecoresponsabilité | Fabrication ISO14001 Cellulose garantie: FSC-PEFC – European Ecolabel 2009/568/EG et/ou Swan label criteria version 5.3 Cellulose TCF (Totally Chlorine Free) | | |
| LOGISTIQUE | | | |
| Conditionnement | 6 sachets de 100 pièces | | |
| Poids du produit Carton : format , poids | 9,6 g – 40x 40 x 21 cm – 6,26 kg | | |
| Nombre de cartons/Palette | 42 cartons soit 25 200 pièces | | |
| Stockage et conservation | Ne pas exposer à l'humidité ni au soleil Stockage entre -5° C et 40° C |  <80% |  -5°C  40°C |

Rev2 05/09/2019