

FOURCHETTE

Référence	Désignation
CE02FOU03	Fourchette coloris noir
CE02FOU05	Fourchette coloris rouge



Atouts :

- Lestée.
- Poignée ovale, à large manche, amovible.
- La partie métallique peut être courbée de manière à former un angle entre le manche et l'outil.
- Ergonomique.
- Antidérapante.
- Pour droitier ou gaucher.

Indications:

Pour personne souffrant :

- De tremblements (maladie de Parkinson, tremblements essentiels ou cérébelleux...
- Lorsque les mouvements combinés du bras, du poignet et de la main sont difficiles à réaliser (rupture de coiffe des rotateurs, Alzheimer, arthrose...).
- En cas de troubles cognitifs (maladie d'Alzheimer,...) la couleur rouge est conseillée.

Description :

- Longueur : 20 cm , manche: 3,5 x 2,5 cm
- Poids net : 75 g

Composition :

- Acier inoxydable
- Partie amovible : Elastomère
- Intérieur du manche : ABS

Entretien :


- Passe au lave-vaisselle.

Précautions d'emploi :

- Avant la première utilisation, laver la fourchette.
- Ne pas courber plus de 20 fois.
- Ne pas mettre au micro-ondes.
- Tenir éloigné d'une source de chaleur.
- Tenir hors de portée des enfants.
- PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

Conditionnement :

- A l'unité, sous boîte carton, encombrement : 4 x 22 x 3 cm.
- Poids brut : 90 g.



1935/2004/CE

PHARMAOUEST INDUSTRIES - Actipole 35 - BP 12 - 2, Rue de Saint-Coulban 35540 MINIAC MORVAN

Tél. +33 (0)2 99 82 21 21 - Fax +33 (0)2 99 82 15 45 - Fax Vert 0800 87 70 45