

Gobelet pour médicaments

REF : 190453, 190454, 190455, 190456, 190457

PRODUIT :

REF 190453, Gobelet pour médicaments,
REF 190454, Gobelet pour médicaments,
REF 190455, Gobelet pour médicaments,
REF 190456, Gobelet pour médicaments,
REF 190457, Couvercle pour Gobelet pour médicaments

COMPOSITION :

Polypropylène pour le gobelet.
Polyéthylène pour le couvercle.

CARACTERISTIQUES :

Gobelet de couleur de 30 ml.
Dimensions : 3,8 cm Ø x 4,1 cm hauteur.
Couvercle de couleur blanche.
Dimensions : 3,9 cm Ø x 0,4 cm hauteur.

Produit non fabriqué à partir de matières premières contenant du latex naturel.

PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT :

Gobelet gradué					
REF Groupe	REF Fournisseur	Désignation	Couleur	Conditionnement de base	Carton Standard
190453	01303013	Gobelet pour médicaments	Bleu	75 gobelets	3750 gobelets
190454	01303004	Gobelet pour médicaments	Jaune	75 gobelets	3750 gobelets
190455	01303006	Gobelet pour médicaments	Rouge	75 gobelets	3750 gobelets
190456	01303003	Gobelet pour médicaments	Transparent	75 gobelets	3750 gobelets
190457	01303100	Couvercle pour Gobelet pour médicaments	Blanc	3750 couvercles répartis en sachets de 750	3750 couvercles répartis en sachets de 750

INDICATIONS :

Contenant pour médicaments.

MODE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Usage unique.

STERILISATION :

Produit non stérile.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Dans son emballage protecteur, à l'abri de la chaleur, (ne pas exposer à une flamme, à la chaleur ou à une source de lumière de forte intensité) et de l'humidité.

VALIDITE DU PRODUIT :

36 mois si les conditions de stockage sont respectées.