

PILBOX[®] 7.4

Le pilulier semainier de grande contenance !

Une coque rigide, un espace de rangement simple et clair, le pilulier Pilbox 7.4 permet d'accueillir et de transporter son traitement en toute sécurité. Grâce à son format livre, le semainier propose une ouverture pratique et une organisation simplifiée de la posologie quotidienne, à la maison comme en dehors !

Nouveau



Les + produit

A qui le conseiller ?

- ✓ Personnes sédentaires, dépendantes ou mobiles, suivant un traitement journalier important de comprimés, gélules...
- ✓ Parfait pour des pathologies telles que cholestérol, diabète, hypertension, cancer, ou pour les compléments alimentaires...

- ✓ **Pratique** : un système de rangement solide doté d'un clip ordonnance pour pouvoir la consulter à tout moment.
- ✓ **Clair et lisible** : à l'ouverture de la boîte, les modules journaliers se distinguent aisément grâce aux inscriptions en gros caractères.
- ✓ **Ergonomique** : prise en main naturelle du boîtier, la saisie du module du jour se fait simplement, d'un seul doigt.
- ✓ **Grande contenance** : les modules peuvent accueillir un grand nombre de comprimés.
- ✓ **Mobilité et sécurité** : emporté seul dans un sac, le module reste fermé et ne risque pas de s'ouvrir inopinément. La tirette se bloque et s'ouvre uniquement sous l'effet du glissement des doigts.

Caractéristiques

- **Pilulier semainier de grande taille** : 7 modules indépendants avec 4 grandes cases par module. Chaque case peut contenir jusqu'à 15 gélules de taille standard.
- **Module journalier amovible** qui se transporte facilement.
- **Manipulation facile, sécurité jour/nuit** : la tirette de chaque module coulisse dans les 2 sens afin de garantir une prise, en toute sécurité, des médicaments de jour et des médicaments de nuit (souvent des somnifères). Sens d'ouverture jour vers la droite : la tirette s'ouvre sur 3 cases « matin, midi, soir » et se bloque. Sens d'ouverture nuit vers la gauche : la tirette s'ouvre sur une case « nuit » et se bloque.
- **Ordonnance à portée de main** : une fois ouvert, un clip permet de fixer l'ordonnance face aux modules.
- **Adapté aux malvoyants** : repères sensoriels pour indiquer chaque prise.



fiche technique

✓ **Dimensions :**

Etui : 16 x 13 cm, 4,5 cm

Module : 13 x 4 cm, 2 cm

Compartiment : 3 x 4 cm, 2cm

✓ **Disponible en vrac**

Prix de vente public conseillé : 10 € TTC

Plus d'infos sur PILBOX.com