

Chaise de Douche Empilable Milton (VB499S)

La Chaise de Douche Milton est une chaise de douche empilable et portable qui intègre les dernières innovations en matière de sièges de douche moulés pour améliorer la sécurité et le confort. La coque du siège fournie avec les chaises Milton se conforme aux directives de sécurité de la MHRA 1990 et 2003. Testé aux normes BS EN 12182 :199, article 16. Les Chaise de Douche Milton peuvent être empilées pour un rangement facile.

- Chaise de douche légère pour les personnes qui éprouvent des difficultés à se baigner de façon indépendante
- Assise en polypropylène moulé offrant un écoulement maximal, conforme aux directives MHRA
- Construction tubulaire en acier avec revêtement blanc en polymère résistant
- Empilable pour faciliter le rangement
- Embouts en caoutchouc pour la sécurité
- Dimensions : 770 X 440 X440 mm
- Poids net (kg) 4
- Couleur : blanche
- Hauteur ajustable
- Empreinte au sol 570 x550 mm
- Hauteur des accoudoirs du siège : 170mm
- **Poids maximum de l'utilisateur : 127 kg**
- Profondeur totale : 440mm
- Hauteur totale du haut du dossier jusqu'à la poignée pour pousser : 770mm
- Hauteur réglable : 820-950 mm
- Profondeur : 440mm

