

Tabouret de Douche Bariatrique à Hauteur Réglable Portland

Les Tabourets de Douche Bariatriques Portland sont basés sur notre Tabouret de Douche Strood très apprécié. Les Tabourets de Douche à usage intensif Portland sont plus larges pour permettre un usage bariatrique confortable. Ils sont réglables en hauteur avec siège perforé facile à poser/retirer pour une meilleure hygiène et un nettoyage facile. Des accoudoirs sur les côtés offrent un meilleur appui pour ces tabourets de douche larges.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Réglable en hauteur

Assise à clipser

Embouts en caoutchouc

Poids maximum utilisateur 254 kg

Cadre en acier tubulaire avec revêtement polymère résistant

Caractéristiques:

Dimensions (mm): 710x750x510
Poids net (kg) : 7.75
Couleur: Blanc
Du sol aux accoudoirs : 710-860
Poids maximum Utilisateur (kg)..... 254
Largeur entre les accoudoirs (mm) : 635

