

TAPALZ03 : Tapis Lit Alzheimer



Conçu pour les lits Alzheimer en position basse. S'utilise par l'équipe de soins quand le lit ne présente pas de contention barrière de lit.
Se pose au sol et se fixe aux pieds du lit par 2 sangles pour ne pas glisser et rester au bord du lit. Le patient est libre de ses mouvements et amorti une éventuelle chute ou glissade sur la mousse confortable d'épaisseur 4 cm.
Se plie en 2 et se range dans un sac en journée. (REF : STAPALZ03)

Enveloppe : Dessus polyester enduit polyuréthane / dessous anti-dérapant PVC.
Déhoussable si nécessaire pour un entretien machine à 90°C ou décontamination de surface par un détergent non chloré.
Référence : TAPALZ03

DM : non



SARL GetC CLINIBED
1, Rue leuridan-Noclain – 59150 Wattrelos - France
Tél : +33(0) 320 02 23 60 – Fax : +33(0) 320 02 23 50
clinibed@clinibed.com – www.clinibed.com