

## VM935B

### Planche de transfert en bois

Cette planche de transfert est fabriquée à partir de bois de haute qualité et aidera les patients à passer d'une chaise percée ou d'un fauteuil roulant à un lit, une voiture, des toilettes ou une baignoire.

Elle permet à un soignant de déplacer en toute sécurité des patients ou des proches, avec un risque réduit de blessure.

Elle possède des poignées afin de faciliter le positionnement et le transport.

Sa finition est lisse pour permettre un transfert facile.

La limite de poids maximum de l'utilisateur est de 180 kg.



#### FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

- Muni de poignées
- Transfert facilité

#### Caractéristiques

Dimensions (mm).....	740x194
Poids net (kg).....	1,73
Couleur.....	Bois
Conditionnement (pièces par carton).....	8