

PSR 40



Coloris stock permanent : **BEIGE**

Code article : **4040130S1**

Code ACL : 3401554047652

Coloris stock permanent : **BLEU**

Code article : **4040130S2**

Code ACL : 3401554047713

Autre coloris :

Code article : **4040130**

Code ACL : 3401554046013

Famille :

Porte sérum à roulettes

Description :

Porte sérum à roulettes réglable en hauteur

Usage revendiqué :

Usage intérieur

Classe du dispositif : I

Garantie produit :

1 an contre tout vice de fabrication



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

- Hauteur mini sol – crochets: 1100
- Hauteur maxi sol – crochets: 2000
- Hauteur piétement : 110
- Largeur hors tout piétement : 520

Tolérances : dimensionnelles 10mm - pondérales 20g

Description technique

- Mât : tube acier Ø25x1,2 mm finition époxy
- Rallonge inox Ø16x1mm
- Embase Polyamide à 5 roulettes DG Ø50 dont 2 à frein
- 4 crochets plastique (charge maxi par crochet : 1kg)
- Blocage en hauteur par molettes plastiques 4 branches
- Livré par deux, en kit avec notice de montage.

Poids du produit :

2,6 kg

Date de 1ère mise sur le marché :

Avril 2001

Etiquetage produit

Vignette de remboursement




Vignette CE



PSR 40



Liste des pièces :



N°	Code article	Qtité	Désignation
1	/	2	Crochet porte sérum
2	E404001	1	Rallonge porte sérum
3	/	1	Embout diam. 16
4	A404004	1	Bague de serrage PSR + volant
4	E404000	1	Mat soudé porte sérum
5	/	1	Réducteur
6	/	1	Embout à insertion
7	/	1	Base à roulettes
8	/	1	Rondelle large
9	/	1	Vis M10



Edition 3 – Juillet 2008