



ISO 9001
ISO 13485



Parc d'Entreprises VISIONIS
01090 GUEREINS - FRANCE
Tel: +33 (0)4 37 55 25 50
Fax: +33 (0)4 37 55 22 13

E-mail :
- France : commercial@jtguniversal.com
- Export : export@jtguniversal.com



DIVAN D'EXAMEN PIETEMENT INOX, PLIANT

Bâti tube carré et rectangulaire inox 25x25mm, piètement pliant pour un montage aisé
Porte rouleau (papier 50cm) double positionnement
Mise à hauteur automatique de la tête par 2 crémaillères autobloquantes
Bâti pré équipé pour fixation porte jambe (non fourni)
Matelas mousse de polyuréthane haute densité ignifugé classe M1 épaisseur 7cm
Revêtement tissu expansé plastifié classe M1. Portée 150 kg
Dessous matelas et tête protégés

Lxlxh: 177x60x75cm

Ref	Matelas
881 26 80	Noir
881 26 82	Blanc