



881 58 12



881 58 13

881 58 14



PARAVENTO

Telaio in tubo d'acciaio cromato. Tendine in plastica lavabile autoe-stinguente, Classe 1 IM
Colore bianco Larghezza di ogni pannello 50 cm.. Montato su ruote diam. 50 mm.

881 58 12

Due ante

Dim: 97 x 170 h cm approx (completamente aperto)

881 58 13

Tre ante

Dim: 144 x 170 h cm approx (completamente aperto)

881 58 14

Quattro ante

Dim: 191 x 170 h cm approx (completamente aperto)



WARD SCREEN

Chrome plated steel tubular frame. Washable, self-extinguishing Class 1 IM plastic curtains. White color. Width of each section 50 cm. Mounted on 50 mm castors.

881 58 12

Two sections

Dim: 97 x 170 h cm approx (when completely opened)

881 58 13

Three sections

Dim: 144 x 170 h cm approx (when completely opened)

881 58 14

Four sections

Dim: 191 x 170 h cm approx (when completely opened)



PARAVENT

Structure en tube d'acier chromé. Rideaux en plastique lavable, auto éteignant, Classe M1. Couleur blanche. Largeur de chaque section 50 cm. Monté sur roulettes diam. 50 mm.

881 58 12

Deux volets

Dim: 97 x 170 h cm approx (complètement ouvert)

881 58 13

Three sections

Dim: 144 x 170 h cm approx (complètement ouvert)

881 58 14

Quatre volets

Dim: 191 x 170 h cm approx (complètement ouvert)



BIOMBO

Estructura en tubo de acero cromado. Cortinas plásticas lavables, hidrófugas e ignífugas, Classe 1 IM. Color blanco. Anchura de cada seccion 50 cm. Montado sobre ruedas diam. 50 mm.

881 58 12

Dos secciones

Dim.:97 x170 h cm aprox (abierto)

881 58 13

Tres secciones

Dim.:144 x170 h cm aprox (abierto)

881 58 14

Cuatro secciones

Dim.:191 x170 h cm aprox (abierto)