



Dénomination	Stéthoscope Rappaport
Référence COMED	43 655 00
Référence / modèle fabricant	RAPPAPORT
Description générale	Stéthoscope bi-auriculaire à double pavillon de type Rappaport avec accessoires.
GTIN	6974546463114
Tarif douanier	90189084
Origine	CHINE
Composition (matériaux)	Lyre en laiton chromé. Embout dur en PEH25% B75%. Embout souple en PVC. Tube en Y en polyvinyle. Récepteur en Alliage de zinc + partie en laiton et acier. Membrane en 100% PV chloride.
Dimension (mm)	180 x 80
Epaisseur (mm)	
Contenance / Capacité (ml)	
Poids net (g)	238
Coloris	Noir
Résistance température (°C)	
Température de stockage minimum (°C)	
Température de stockage maximum (°C)	
LATEX	N
PHTALATES	O
BISPHENOL A	N
Stérile	N
DEEE	N
Usage Unique	N
Dispositif médical	OUI
Informations complémentaires	
Type de conditionnement	Boîte
Dimensions conditionné (mm)	
Poids conditionné (g)	331
Quantité par Unité de Vente (= Minima de vente)	1
Date de mise à jour	30/06/2021
Responsable de la mise à jour	NC
CB emballage primaire	6974546463114
CB emballage secondaire	
CB carton	
SRN fabricant	
SRN représentant CE	
Soumis à l'éco-participation	0
Montant de l'éco-participation	0

Matière 1 EMB	carton
Poids matière 1 (g)	75
Matière 2 EMB	
Poids matière 2 (g)	0
Matière 3 EMB	
Poids matière 3 (g)	0
Matière notice	papier
Poids notice (g)	5

Informations et caractéristiques fournies à titre indicatif, non contractuelles

COMED SAS - Parc des Forges - 8 rue Louise Michel - 67200 STRASBOURG - France