

Tensiomètre mécanique **BOSO Classico** BO048011101



Tensiomètre professionnel avec système de tuyau 2 en 1

Alternative économique au Boso Classic. Même modèle que le Boso Classic, mais avec un boîtier métallique noir mat. Modèle de type classique bénéficiant des technologies les plus modernes.

Le manomètre est insensible aux surpressions et traité anticorrosion.

Le système breveté de tuyaux 2 en 1 ne présente extérieurement qu'un seul tuyau, tout en offrant tous les avantages d'un système double-tubulure : l'apport d'air provoqué par la pression sur la poire est d'abord dirigé vers le brassard, puis transmis, atténué, au manomètre.

La montée en pression se fait donc sans à-coups, protégeant ainsi le mécanisme. La poire ergonomique, particulièrement puissante, permet un gonflage rapide.

Le contrôle qualité Boso sur chaque appareil garantit une précision de + ou - 3 mmHg sur toute la plage de mesure.

L'appareil est livré complet, avec un brassard velcro noir dans un étui à fermeture éclair de luxe.

Fabriqué en Allemagne par BOSO - Garantie 2 ans

EAN : 4002427000485

Accessoires :

BO111411101	BRASSARD VELCRO NOIR BRAS FORT CLASSICO-12 X 35
BO111425201	BRASSARD VELCRO NOIR ADULTE CLASSICO - 12 X 23
BO211430301	BRASSARD VELCRO NOIR ENFANT CLASSICO - 8 X 20