



Près de 100 ans d'expérience...

Dispositifs anéroïdes muraux et mobiles 767 de Welch Allyn

Son nouveau design plus moderne, sa nouvelle ligne esthétique font du tensiomètre anéroïde 767 un tensiomètre ergonomique et simple d'utilisation. Depuis près d'un siècle d'expérience, la société Welch Allyn contribue au développement et à la conception de technologies innovantes en matière de tensiomètres ; c'est le bon choix pour des lectures précises et fiables dans votre établissement.

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™



Des avantages qui comptent.

Le dispositif anéroïde 767 est un témoignage de l'expérience de Welch Allyn depuis près de 100 ans dans l'innovation en matière de tensiomètres, combinant les avantages traditionnels, une nouvelle ligne esthétique et un design plus contemporain : tout ce que vous attendez de Welch Allyn.

Précis

- Le cadran gravé au laser offre une précision inégalée
- Précision certifiée à ± 3 mm Hg
- Un cadran suspendu et un indicateur rouge à contraste élevé augmentent la visibilité et réduisent les erreurs de parallaxe

Fiable

- Le mouvement à rubis contribue à une plus longue durée de vie
- La durée de garantie de l'étalonnage prouve notre engagement dans la longévité

Pratique

- Un nouveau socle mobile 5 branches offre une meilleure stabilité et maniabilité
- Rangement intégré sur le modèle mural et le modèle de bureau

Sûr

- Les brassards de prise de tension artérielle FlexiPort® ont un revêtement antimicrobien pour réduire la prolifération de moisissures et de bactéries
- Sans latex
- Sans mercure

Informations pour vos commandes

Dispositif anéroïde mural 767

- 7670-01 Dispositif anéroïde mural 767 avec brassard FlexiPort® pour adulte réutilisable*
- 7670-01C Dispositif anéroïde mural 767 avec brassard FlexiPort® pour enfant réutilisable
- 7670-01KPA Dispositif anéroïde mural 767 (KPA) avec brassard adulte
- 7670-02 Dispositif anéroïde mural 767 avec tube spiralé 2,4 mètres (sans brassard)

Dispositif anéroïde mobile 767

- 7670-03 Dispositif anéroïde mobile 767 sur socle 5 branches avec brassard FlexiPort® pour adulte réutilisable*
- 7670-03K Dispositif anéroïde mobile 767 sur socle 5 branches uniquement (sans brassard)
- 7670-10 Dispositif anéroïde mobile 767 avec brassard FlexiPort® pour adulte réutilisable*
- 7670-10K Dispositif anéroïde mobile 767 avec brassard FlexiPort® pour enfant réutilisable
- 7670-10KPA Dispositif anéroïde mobile 767(KPA) sur socle 5 branches avec brassard FlexiPort® pour adulte réutilisable
- 7670-70 Dispositif anéroïde 767 avec socle mobile

Dispositif anéroïde de bureau 767

- 7670-16 Modèle de bureau 767 avec brassard FlexiPort® pour adulte réutilisable
- 7670-16KPA Modèle de bureau 767 (KPA) avec brassard adulte

*Modèle disponible avec brassard traditionnel deux pièces et système de gonflage avec vessie. Ajoutez « CB » à la fin du numéro de référence (p. ex. 7670-01CB).



De simples changements de couleur et de nouveaux bords arrondis donnent un look moderne au dispositif anéroïde.



Un nouveau socle mobile 5 branches offre stabilité et maniabilité.

Tous les modèles ne sont pas disponibles sur tous les marchés, vérifiez auprès de votre représentant local Welch Allyn. Pour plus d'informations sur nos tensiomètres, visitez le site welchallyn.com.

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Siège social de l'entreprise Welch Allyn

4341 State Street Road, P.O. Box 220
Skaneateles Falls, NY 13153-0220 U.S.A.
Téléphone : +1.315.685.4602
+1.800.535.6663
Fax : +1.315.685.0054
E-mail : info@welchallyn.com

Service clientèle européen Welch Allyn : +353 46 90 67790

Australie : +61 29 638 3000
Chine : +86 21 6327 9631
France : +33 160 09 33 66 (siège)
+33 155 69 58 49 (service client)
Allemagne : +49 6950 985 132
Amérique latine (bureau de Miami) : +1 305 669 9003

Malaisie : +603 78753341

Pays-Bas : +31 202 061 360
Singapour : +65 6419 8100
Afrique du Sud : +27 11 777 7555
Suède : +46 858 536 551
Royaume-Uni : +44 207 365 6780