

THERMOMÈTRE INFRAROUGE DUO JOLETI

joleti

- Thermomètre infrarouge sans contact.
- Double système de mesure : frontale et tympanique.
- Alarme de fin de mesure.
- Arrêt automatique au bout d'une minute d'inactivité.
- Plage de mesure : 32 - 43°C / Graduation : 0,1°C.
- 20 mémoires.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (non fournies).
- **Garantie : 2 ans**



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE FOURNISSEUR
15 12 150 000	Thermomètre infrarouge DUO JOLETI	FT-100B



La Centrale Médicale
ZI de la Petite Dimerie
15, rue du 11 Novembre
62310 FRUGES (FRANCE)



Hangzhou Universal Electronic Co.,Ltd
298 Yunxi Road,Cangqian Street Yuhang
District Hangzhou 311121 Zhejiang China



Origine : Chine