

Fauteuil " IRUS "

Référence : H551-001

METROLOGIE LEGALE : CLASSE III selon la directive 2014/31/UE

DISPOSITIF MEDICAL : CLASSE I m directive 93/42/CEE DECLARATION CONFORMITE CE N°0482

Certificat d'examen type

N° certificat d'approbation : SI 07-05-002

N° organisme notifié : 1383



Les + produit :

- Ultra léger et maniabilité exemplaire
- Simplicité d'utilisation
- Assise plate pour un confort inégalé
- Mise en place aisée du patient
- Précision pour un suivi médical
- Indicateur inclinable : facilitant l'accès au compartiment alimentation
- Extinction automatique

Options :

- Sacoche pour bloc secteur Réf : C161 115
- Alimentation piles : sur demande

Livraison : produit avec assise démontée

Dimensions emballage : L 740 x P 670 x H 735 mm

Poids total produit emballé : 25 kg

Caractéristiques :

- Capacité : 300 kg Précision : 100 g
- Poids du produit : 17,5 kg

Dimensions hors-tout :

L : 670 mm x P : 730 mm x H : 950 mm

Dimensions assise :

L : 425 mm x P : 400 mm

Dimension sol assise :

H : 540 mm

- 4 roulettes pivotantes à frein (diamètre 75 mm)
- Accoudoirs escamotables
- Repose-pieds monobloc escamotable muni d'une protection anti-bascule

Indicateur Titanium :

Inclinable facilitant l'accès connexion charge et batterie

Fonction : On-Off / Tare / Hold / IMC / Print

Compensateur de mouvements

Extinction automatique : sur batterie

Alimentation : batterie rechargeable + secteur (bloc chargeur livré).

Bloc chargeur : 9 V 0,5 A Réf : AP70024

Indicateur de niveau de batterie

Port : RS232 et USB

- Témoin voyant rouge : charge en cours

Témoin voyant vert : batterie rechargée à 100%

Garantie : 3 ans (5 ans selon contrat maintenance)

- Possibilité de contrat de maintenance :

3 ou 5 ans. (Incluant vérification périodique)