

## Pèse-personne multifonction " SINAGOT "

Référence : H251-002

**METROLOGIE LEGALE : CLASSE III** selon la directive 2014/31/UE

**DISPOSITIF MEDICAL : CLASSE I m directive 93/42/CEE DECLARATION CONFORMITE CE N°0482**

Certificat d'examen type

N° certificat d'approbation : SI 07-05-002

N° organisme notifié : 1383



### Les + produit :

- Large plateau de pesage
- Barre de maintien
- Large assise relevable
- 2 roulettes facilitant son déplacement
- Extinction automatique

### Option :

- Alimentation piles : sur demande
- Sacoche pour bloc secteur Réf : C161 115

**Livraison** : produit prêt à l'emploi

**Dimensions emballage** : L 860 x P 660 x H 1 600 mm

**Poids total produit emballé** : 42 kg

### Caractéristiques :

- Capacité : 300 kg
- Précision : 100 g
- Poids du produit : 33 kg

### Dimensions hors-tout :

L : 645 mm x P : 795 mm x H : 1 210 mm

### Dimensions assises :

L : 660 x P : 350 mm

### Plateau peseur :

: 645 mm x P : 510 mm x H : 65 mm

### Dimensions plateau peseur-assise :

H : 490 mm

- 2 roulettes fixes (diamètre 55 mm)
- Barre de maintien pour sécuriser le patient
- Assise relevable : assis-debout

### Indicateur Titanium :

**Fonction** : On-Off / Tare / Hold / IMC / Print

Compensateur de mouvements

Extinction automatique : sur batterie

**Alimentation** : batterie rechargeable + secteur  
(Bloc chargeur livré).

Bloc chargeur : 9 V 0,5 A Réf : AP70024

Indicateur de niveau de batterie

### Port : RS232 et USB

- Témoin voyant rouge : charge en cours
- Témoin voyant vert : batterie rechargée à 100%

**Garantie : 3 ans** (5 ans selon contrat maintenance)

- Possibilité de contrat de maintenance : 3 ou 5 ans. (Incluant vérification périodique)