

Plate-forme " ILUR "

Référence : H351-003

METROLOGIE LEGALE : CLASSE III selon la directive 2014/31/UE

DISPOSITIF MEDICAL : CLASSE I m directive 93/42/CEE DECLARATION CONFORMITE CE N°0482

Certificat d'examen type

N° certificat d'approbation : SI 07-05-002

N° organisme notifié : 1383



Les + produit :

- Poignée de transport
- Double rampe d'accès
- Main courante repliable
- 2 roulettes pour faciliter son déplacement
- Extinction automatique

Option :

- Alimentation piles : sur demande
- Sacoche pour bloc secteur Réf : C161 115

Livraison : produit prêt à l'emploi

Dimensions emballage : L 1260 x P 1040 x H 350 mm

Poids total produit emballé : 45 kg

Caractéristiques :

- Capacité : 300 kg Précision : 100 g
- Poids du produit : 36 kg

Dimensions hors-tout :

(main courante relevée)

L : 1240 mm x P : 995 mm x H : 1180 mm

Dimensions plateau peseur :

L : 800 mm x P : 765 mm

Dimensions produit plié :

L : 1240 mm x P : 290 mm x H : 995 mm

- 4 pieds réglables
- Niveau à bulle
- 2 rampes d'accès

Indicateur Titanium :

Fonction : On-Off / Tare / IMC / Hold / Print

Compensateur de mouvement

Extinction automatique : sur batterie

Alimentation : batterie rechargeable + secteur (bloc chargeur livré).

Bloc chargeur : 9 V 0,5 A Réf : AP70024

Indicateur de niveau de batterie

En standard : indicateur orienter vers l'extérieur (indicateur orienté vers le plateau comme photo du produit : sur demande)

Port : RS232 et USB

- Témoin voyant rouge : charge en cours
- Témoin voyant vert : batterie rechargée à 100%

Garantie : 3 ans (5 ans selon contrat maintenance)

- Possibilité de contrat de maintenance : 3 ou 5 ans. (Incluant vérification périodique)