

Plate-forme " HOEDIC " avec main courante

Référence : C141-001

METROLOGIE LEGALE : CLASSE III selon la directive 2014/31/UE

DISPOSITIF MEDICAL : CLASSE I m directive 93/42/CEE DECLARATION CONFORMITE CE N°2460

Certificat d'examen type
N° certificat : T12046
N° organisme notifié : 0122



Les + produit :

- Poignée facilitant son déplacement
- Double rampe d'accès
- Conception alu
- Extinction automatique

Options :

- Pieds support indicateur
- Main courante
- Bloc secteur : 12 V 2 A Réf : AP10052
- Sacoche pour bloc secteur Réf : C161 115

Livraison : produit prêt à l'emploi

Dimensions emballage : L 1320 x P 960 x H 130 mm

Poids total produit emballé : 35 kg

Caractéristiques :

- Capacité : 300 kg
- Précision : 100 g
- Poids du produit : 30 kg

Dimensions hors-tout (plateau peseur) :

L : 1155 mm x P : 850 mm x H : 70 mm

Dimensions plateau peseur (côtés intérieures) :

L : 910 mm x P : 740 mm

- 4 pieds réglables
- 2 roulettes + 1 poignée de préhension
- Niveau à bulle
- 2 rampes d'accès

Indicateur :

Fonction : On-Off / Tare / IMC / Hold / Print
Extinction automatique : sur piles uniquement

Alimentation : 6 piles AA 1,5 V (livrées)
+ secteur (Bloc secteur en option).
Indicateur de niveau de piles

Port : RS232

Garantie : 2 ans (3 ou 5 ans selon contrat maintenance)

- Possibilité de contrat de maintenance :
3 ou 5 ans. (Incluant vérification périodique)