

Fiche produit

Plate-forme pour brancard " Tristan " avec main courante

Référence : H 351-108SMC

METROLOGIE LEGALE : CLASSE III selon la directive 2014/31/UE

DISPOSITIF MEDICAL : CLASSE I m directive 93/42/CEE DECLARATION CONFORMITE CE N°0482


Certificat d'examen type

N° certificat d'approbation : SI 07-05-002

N° organisme notifié : 1383



roulettes pour le transport



Les + produit :

- Poignée de transport intégrée
- Double rampe d'accès
- 2 roulettes pour faciliter son déplacement
- Extinction automatique
- Possibilité de fixer l'indicateur sur le mur

Option :

- Alimentation piles : sur demande
- Sacoche pour bloc secteur Réf : C161 115
- Imprimante avec impression automatique
- Barre de maintien Inox intégrée

Livraison : produit prêt à l'emploi

Dimensions emballage : L 1800 x P 1040 x H 350 mm

Caractéristiques :

- Capacité : 300 kg Précision : 100 g
- Poids du produit : 62 kg

Dimensions hors-tout :

L : 1620 mm x P : 869 mm x H : 96 mm

Dimensions plateau peseur :

L : 1253 mm x P : 830 mm

Dimensions de la main courante :

Hauteur de la main courante : 93 cm

Longueur de la main courante : 156 cm

- 4 pieds réglables
- Niveau à bulle
- 2 rampes d'accès
- Poignée de transport intégrée
- Indicateur livré avec fixation murale ou à poser sur étagère

Indicateur Titanium :

Fonction : On-Off / Tare / IMC / Hold / Print
Compensateur de mouvement
Extinction automatique : sur batterie

Alimentation : batterie rechargeable + secteur (bloc chargeur livré).

Bloc chargeur : 9 V 0,5 A Réf : AP70024

Indicateur de niveau de batterie

Port : RS232 et USB

- Témoin voyant rouge : charge en cours
- Témoin voyant vert : batterie rechargée à 100%

Garantie : 3 ans (5 ans selon contrat maintenance)

- Possibilité de contrat de maintenance : 3 ou 5 ans. (Incluant vérification périodique)