

## Pèse-personne multifonction " FORBAN "

Référence : H251-001

**METROLOGIE LEGALE : CLASSE III** selon la directive 2014/31/UE

**DISPOSITIF MEDICAL : CLASSE I m directive 93/42/CEE DECLARATION CONFORMITE CE N°0482**

Certificat d'examen type

N° certificat d'approbation : SI 07-05-002

N° organisme notifié : 1383



### Caractéristiques :

- Capacité : 300 kg
- Précision : 100 g
- Poids du produit : 24 kg

### Dimensions hors-tout :

L : 645 mm x P : 635 mm x H : 1 150 mm

### Dimensions plateau peseur :

L : 645 mm x P : 510 mm x H : 65 mm

- 2 roulettes arrière fixes (diamètre 55 mm)
- Barre de maintien pour sécuriser le patient

### Indicateur Titanium :

**Fonction** : On-Off / Tare / Hold / IMC / Print  
Compensateur de mouvements  
Extinction automatique : sur batterie

**Alimentation** : batterie rechargeable + secteur  
(Bloc chargeur livré).

Bloc chargeur : 9 V 0,5 A Réf : AP70024  
Indicateur de niveau de batterie

### Port : RS232 et USB

- Témoin voyant rouge : charge en cours
- Témoin voyant vert : Batterie rechargée à 100%

**Garantie : 3 ans** (5 ans selon contrat maintenance)

- Possibilité de contrat de maintenance : 3 ou 5 ans. (Incluant vérification périodique)

### Les + produit :

- Large plateau de pesage
- Barre de maintien
- 2 roulettes arrière fixes pour faciliter son déplacement
- Extinction automatique

### Option :

- Alimentation piles alcalines : sur demande
- Sacoche pour bloc secteur Réf : C161 115

**Livraison** : produit prêt à l'emploi

**Dimensions emballage** : L 860 x P 660 x H 1 600 mm

**Poids total produit emballé** : 33 kg