

## Pèse-personne " SPIREN "

Référence : C152-000

**METROLOGIE LEGALE : CLASSE III** selon la directive 2014/31/UE

**DISPOSITIF MEDICAL : CLASSE I m directive 93/42/CEE DECLARATION CONFORMITE CE N°2460**

Certificat d'examen type

N° certificat d'approbation : T11 601

N° organisme notifié : 0122



### Caractéristiques :

- Capacité : 200 kg
- Précision : 200 g
- Poids du produit : 2,7 kg

### Dimensions hors-tout :

L : 350 mm x P : 350 mm x H : 55 mm

### Dimensions plateau :

L : 350 mm x P : 300 mm x H : 55 mm

- 4 pieds réglables
- Niveau à bulle
- Surface plateau antidérapant

### Les + produit :

- Large plateau
- Lecture inversée
- Allumage automatique par pression
- Très léger
- Extinction automatique

### Options :

- Sacoche de transport avec bandoulière  
Réf : C 152-010  
Dimensions : L 370 x P 120 x H 430 mm
- Bloc secteur : 12 V 2 A Réf : AP10052

**Livraison** : produit prêt à l'emploi

**Dimensions emballage** : L 380 x P 65 x H 500 mm

**Poids total produit emballé** : 3,5 kg

### Indicateur :

**Fonction** : On-Off / Tare / IMC / Hold

Extinction automatique : sur piles uniquement

**Alimentation** : 4 piles AA 1,5 V (livrées)

+ secteur (bloc secteur en option)

**Garantie : 2 ans** (3 ou 5 ans selon contrat maintenance)

- Possibilité de contrat de maintenance :  
3 ou 5 ans. (Incluant vérification périodique)