

## Pèse-personnes " MAUDEZ "

Référence : MAR200

**METROLOGIE LEGALE : CLASSE III** selon la directive 2014/31/UE  
**DISPOSITIF MEDICAL : CLASSE I m directive 93/42/CEE DECLARATION CONFORMITE CE N°2460**

Certificat d'examen type  
N° certificat d'approbation : T11 603  
N° organisme notifié : 0122

CE



### Les + produit :

- Robuste et stable
- Allumage automatique par pression
- Lecture inversée
- Fonction hors-tension lors du transport
- Extinction automatique

### Options :

- Bluetooth
- Bloc secteur : 12 V 1 A Réf : MAR201
- Sacoche de transport bandoulière Réf : MAR250

Dimensions : L 390 x P 350 x H 150 mm

**Livraison** : produit prêt à l'emploi

**Dimensions emballage** : L 430 x P 370 x H 100 mm

**Poids total produit emballé** : 4,1 kg

### Caractéristiques :

- Capacité : 220 kg
- Précision : 50<150>100
- Poids du produit : 3,5 kg

### Dimensions hors-tout :

L : 310 mm x P : 320 mm x H : 65 mm

### Dimensions plateau :

L : 310 mm x P : 320 mm

- 4 pieds réglables
- Clavier intégré en façade
- Niveaux à bulle en façade

### Indicateur :

**Fonction** : On-Off / Tare / Hold / IMC / Bluetooth : en option (nous consulter)

Extinction automatique : sur piles uniquement

**Alimentation** : 6 piles AA 1,5 V (livrées)  
+ secteur (bloc secteur en option)  
Indicateur de niveau de piles

**Garantie : 4 ans** (5 ans selon contrat maintenance)

- Possibilité de contrat de maintenance : 3 ou 5 ans. (Incluant vérification périodique)