

Pèse-personne " ETEL "

Référence : H151-005


METROLOGIE LEGALE : CLASSE III selon la directive 2014/31/UE

DISPOSITIF MEDICAL : CLASSE I m directive 93/42/CEE DECLARATION CONFORMITE CE N°0482

Certificat d'examen type

N° certificat d'approbation : SI 07-05-002

N° organisme notifié : 1383



Les + produit :

- . Large plateau
- . Poignée + roulettes de déplacement
- . Design et robuste
- . Lecture du poids aisée
- . Extinction automatique

Options :

- . Bloc secteur : 9 V 0,5 A Réf : AP70024
- . Sacoche pour bloc secteur Réf : C161 115

Livraison : produit à assembler

Dimensions emballage : L 750 x P 470 x H 220 mm

Poids total produit emballé : 12 kg

Caractéristiques :

- Capacité : 250 kg
- Précision : 100 g
- Poids du produit : 9.5 kg

Dimensions hors-tout :

L : 370 mm x P : 520 mm x H : 1340 mm

Dimensions plateau :

L : 370 mm x P : 370 mm x H : 780 mm

- Toise télescopique intégrée
- Plage de mesure : 700 à 2040 mm
- 2 roulettes et 1 poignée facilitant son transport
- Fonctionnel et fiable

Indicateur Titanium :

Fonction : On-Off / Hold / IMC / Print

Compensateur de mouvements

Extinction automatique : sur piles uniquement

Alimentation : 6 piles AA 1.5 V (livrées)

+ secteur (bloc secteur en option).

Indicateur de niveau de piles

Ports : RS232 et USB

. Témoin voyant rouge (au dos de l'indicateur) : indiquant l'utilisation d'une source d'alimentation (piles ou secteur)

Garantie : 3 ans (5 ans selon contrat maintenance)

- Possibilité de contrat de maintenance :

3 ou 5 ans. (Incluant vérification périodique)