

Planche " MOLENE 999 "

Référence : MAR050

METROLOGIE LEGALE : CLASSE III selon la directive 2014/31/UE

DISPOSITIF MEDICAL : CLASSE I m directive 93/42/CEE DECLARATION CONFORMITE CE N°2460

Certificat d'examen type

N° certificat d'approbation : T11452

N° organisme notifié : 0122



Caractéristiques :

- Capacité : 250 kg
- Précision : 500 g
- Poids du produit : 11.4 kg

Dimensions hors-tout :

L : 1805 mm x P : 700 mm x H : 30 mm

Dimensions de la surface de pesée :

L : 1800 mm x P : 510 mm

- Surface extra-plate facilitant le transfert du patient
- Lecture du poids aisée
- Livré avec un kit de fixation murale

Indicateur :

Fonction : On-Off / Hold

Extinction automatique : sur batterie

Alimentation : batterie rechargeable (bloc chargeur livré).

Temps de recharge de la batterie : 8 heures pour une charge pleine

Bloc chargeur : 5 V 1,2 A Réf : MAR052

Indicateur de niveau de batterie

Garantie : 2 ans (3 ou 5 ans selon contrat maintenance)

- Possibilité de contrat de maintenance : 3 ou 5 ans. (Incluant vérification périodique)



Option : sacoche de transport rembourrée réf MAR051



Permet de protéger au mieux la planche Molène lors de son déplacement ou bien son stockage

Les + produit :

- Extra-plat
- Poignées de préhension intégrées
- Désinfection facile
- Support mural (livré avec le produit)
- Ecran large pour une meilleure lecture
- Durée de la batterie : 50 heures en continu
- Extinction automatique

Livraison : produit prêt à l'emploi avec une mise en place par nos équipes Abilanx

Dimensions emballage : nous consulter

Poids total produit emballé : nous consulter