

Pèse-personne électronique « Batz »

Référence : C 152 200

METROLOGIE LEGALE : CLASSE III selon la directive 2014/31/UE

DISPOSITIF MEDICAL : CLASSE I m directive 93/42/CEE DECLARATION CONFORMITE CE N°2460

Certificat d'examen type

N° de certificat d'approbation : T 11602

N° organisme notifié : 0122



Les + produit :

- . Indicateur intégré
- . Désinfection facile
- . Grande stabilité et léger
- . Allumage au pied
- . Extinction automatique
- . Alimentation : piles et secteur

Options :

- . Bloc secteur : 12V 1A Réf : AP10052
- . Sacoche de transport avec bandoulière
Réf : C 152-010
- . Dimensions : 430 x 370 x 120 mm

Livraison : Produit prêt à l'emploi

Dimensions emballage : 370 x 375 x 55 mm

Poids total produit emballé : 3.9 kg

Caractéristiques :

- . Capacité : 200 kg
- . Précision : 50 g < 150 kg > 100 g
- . Poids du produit : 3,25 kg

Dimensions hors-tout :

- L : 310 mm x P : 325 mm x H : 50 mm
- . 4 pieds réglables
- . Niveau à bulle près afficheur
- . Logement piles (6x AA) dessous

Indicateur :

Fonction : On-Off par bouton manuelle

Allumage par pression pied

Extinction automatique : sur piles uniquement

Indicateur de batterie faible (changement des piles)

Alimentation : 6 piles AA 1,5 V (livrées)

+ secteur (Bloc secteur en option).

Bloc secteur : 12V 1A Réf : AP10052

Garantie : 2 ans (3 ou 5 ans selon contrat maintenance)

Possibilité de contrat de maintenance :

3 ou 5 ans. (Incluant vérification périodique)