

Toise Ultrason mobile

Référence : C241 300

dispositif médical : MDR 2017/745



Caractéristiques :

Afficheur : 50 x 20 mm
Plage : 50-250 cm
Graduation : 1 mm
Poids : 200 g

Dimensions :

-déplié : 349 x 315 x 30 mm
-replié : 349 x 64 x 23 mm

Indicateur :

Fonction : On-Off / mesure
Détection de la taille par ultrason

Alimentation : 2 piles AAA

+ Produits :

extinction automatique au bout de 20 sec
indicateur led permettant de valider la bonne position de la toise

Garantie : 2 ans

Livraison : livré prêt à l'emploi

