



GIMA

TOILES DE LIT ABSORBANTES SOFFISOF 60x90 cm - absorbance élevée

Code: 36720
Catégorie: Couches et draps pour incontinence
Unité de Vente: boîte de 90 pcs.
Commande Minimum: 1
Type: Produit médical
Class: I
NSIS: 2345451
CND: T04010201
EAN13: 28007300009944



Descriptif: DRAPS ABSORBANTS SOFFISOF

- LIGNE CLASSIC
- Incontinence élevée
- Taille: 60x90 cm
- Commande minimum: boîte de 90 (6 boîtes de 15)

Draps absorbants pour protéger les lits, les matelas, les fauteuils et les chaises.

La couche en contact avec la peau est en tissu non tissé souple, le matelas interne est en cellulose pure superabsorbante, le côté extérieur est en polyéthylène, une barrière excellente contre les liquides.

Les tailles les plus grandes (36721, 36725) ont des ailettes latérales rabattables sous le matelas pour une protection maximale.

Cellulose 100% certifiée PEFC

Pack multilingue: 18 langues européennes, Arabe.

Made in Italy.

Spécifications Techniques:

Standard accessories: