



# GIMA

## TOILES DE LIT ABSORBANTES SOFFISOF 80x180 cm - absorbence modérée

**Code:** 36723

**Catégorie:** Couches et draps pour incontinence

**Unité de Vente:** boîte de 180 pcs.

**Commande Minimum:** 1

**Type:** Produit médical

**Class:** I

**NSIS:** 826007

**CND:** T04010202

**EAN13:** 28007300008091



**Descriptif:** DRAPS ABSORBANTS SOFFISOF

- LIGNE IDEALITE
- Incontinence modérée
- Taille: 80x180 cm
- Commande minimum: boîte de 180 (6 boîtes de 30)

Draps absorbants pour protéger les lits, les matelas, les fauteuils et les chaises.

La couche en contact avec la peau est en tissu non tissé souple, le matelas interne est en cellulose pure superabsorbante, le côté extérieur est en polyéthylène, une barrière excellente contre les liquides.

Les tailles les plus grandes (36721, 36723) ont des ailettes latérales rabattables sous le matelas pour une protection maximale.

Cellulose 100% certifiée PEFC  
Made in Italy.

**Spécifications Techniques:**

**Standard accessories:**