




# Baignoire à porte Compacte PL Access

Code ISO 093321

Réf. 15158G / 15158D

La Compacte PL Access est la baignoire compacte qui offre le seuil le plus bas, avec seulement 11.5cm à franchir. Ajoutons à cela le sol et son assise antidérapants : son accessibilité est assurée en toute sécurité.



## CARACTÉRISTIQUES

- Baignoire sabot compacte et discrète
- Hauteur de marche très basse pour un accès facile
- Porte située sur le côté, possibilité de choisir la sortie à gauche ou à droite
- Joint d'étanchéité garanti à vie
- Sol et assise antidérapants
- Découpe pour la toilette intime
- Trop plein et vidage (levier accessible depuis le siège)
- Baignoire en fibres de verre renforcées nylon sur cadre acier

## RÉFÉRENCES

MODÈLES DISPONIBLES

RÉFÉRENCE

Compacte PL Access porte à droite

15158D

Compacte PL Access porte à gauche

15158G

Jupe de tête

15158T



## DIMENSIONS

REF.	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	HAUTEUR HORS TOUT	HAUTEUR DE MARCHÉ	LARGEUR DE LA PORTE	CAPACITÉ (L)	
Compacte PL Acc (en mm)	15158G/ 15158D	1225	660	950	115	400	260