



# GIMA

## DISTRIBUTEUR DE COMPRIMÉS avec Bluetooth

**Code:** 25871

**Catégorie:** Coupe-comprimés - broyeurs de comprimés

**Unité de Vente:** 1 pc.

**Commande Minimum:** 1

**Type:** Produit non médical



**EAN13:** 8023279258714

**Descriptif:** DISTRIBUTEUR DE COMPRIMÉS SANS FIL

Distributeur automatique de comprimés sans fil pour administrer et enregistrer les données relatives au dosage des comprimés par l'Appli Healbox et le serveur cloud.

Permet aux patients et aux soignants de programmer les dosages jusqu'à un maximum de 28 jours consécutifs, de sorte que chaque patient puisse recevoir la dose exacte au juste moment.

Jusqu'à 9 alarmes acoustiques ou visuelles par jour, demeurant actives pendant 30 minutes ou jusqu'à l'ouverture du distributeur.

La rotation est automatique au moment de la dose successive.

28 compartiments peuvent contenir 24 comprimés ayant les dimensions de l'aspirine.

Le couvercle peut être verrouillé avec la clé de métal.

Conçu pour hôpitaux, centres de soins ou utilisation personnelle.

Livré avec 1 plateau à médicaments, 1 série de bagues de dosage, 1 clé en métal, 4 batteries AA et mode d'emploi multilingue (GB, FR, IT, ES, PT).

**Configuration simple: trois boutons seulement pour fixer heure/ alarme/volume**

**Bague avec couvercle et système de verrouillage étanche à l'humidité**

**Clé de blocage comprise pour fixer le couvercle**

**Spécifications Techniques:**

- Compartiments: 28 logements
- Bluetooth: champ limité 10 mètres
- Capacité: 24 comprimés (Aspirine)
- Alimentation: 4 batteries AA
- Matériau: ABS
- Dimensions: 225x h 68 mm
- Dim. écran LED: 60x30 mm
- Poids: 600 g

**Standard accessories:**