

## GAMME VISION



# Tables Vision et Vision de groupe

Code ISO 180303

Réf. Voir tableaux

La gamme Vision offre une grande variété de modèles dans la plus pure tradition du design scandinave.

Les tables Vision conviennent aussi bien aux enfants qu'aux adultes et s'adaptent à toute personne valide ou handicapée.

Elles offrent des conditions de travail optimales, pour l'usager comme pour le thérapeute lors de la rééducation. Disponibles en 7 types de plateaux différents et en 3 tailles, les tables individuelles sont réglables en hauteur et en inclinaison (sauf type A - plateau fixe), soit manuellement soit électriquement.

Tous les plateaux inclinables intègrent une plaque métallique pour l'utilisation d'aimants et de la butée antérieure. Les tables Vision existent aussi en tables de groupe.



*Grande variété de plateaux*

Coloris .....



GRIS

### CARACTÉRISTIQUES

- Angles arrondis ;
- La manivelle peut-être utilisée de chaque côté de la table ;
- Réglage en hauteur et en inclinaison (0 à 71°) en continu ;
- Tables individuelles équipées en standard d'un rail sur le bord frontal pour la fixation des supports latéraux (rail en option sur les tables de groupe) ;
- 2 larges pieds qui assurent une parfaite stabilité de la table ;
- 2 roulettes intégrées en partie avant des pieds des tables individuelles, pour faciliter le déplacement ;
- En standard, plateau gris clair et piétement en aluminium ;
- Plateau équipé d'une bordure antichocs ;
- Charge maxi statique répartie : 100 kg ;
- Charge maxi pour levage : 50 kg ;
- Poids de la table 120 x 60 EL : 39 kg ;
- Poids de la table 120 x 60 MA : 35 kg ;

#### Le réglage électrique comprend :

- 1 interrupteur pour le réglage en hauteur (table type A) ;
- 2 interrupteurs pour les réglages en hauteur et en inclinaison (tous les autres types de table) ;
- Épaisseur plateau 20,6 mm - vitesse : 3,75 cm/sec = 8 sec course.

## DIMENSIONS DES TABLES VISION

EN CM

### INDIVIDUELLES

Hauteur 60 - 90	TYPE	PLATEAU		TYPE	PLATEAU		TYPE	PLATEAU		
	A	90x60	120x60	B	90x60	120x60	C	90x60	120x60	
	Plateau fixe	03402-X	03404-X	Plateau inclinable	03408-X	03410-X	Plateau partie droite inclinable	03412-X	03414-X	
		PARTIE INCLINABLE			PARTIE INCLINABLE			PARTIE INCLINABLE		
		60x60	90x60		90x60	120x60		60x60	90x60	
Hauteur 60 - 90	TYPE	PLATEAU		TYPE	PLATEAU		TYPE	PLATEAU		
	D	90x60	120x60	E	90x60	120x60	F	120x60	G	120x60
	Plateau partie gauche inclinable	03416-X	03418-X	Plateau partie centrale inclinable	03420-X	03422-X	Plateau moitié droite inclinable	03441-X	Plateau moitié gauche inclinable	03443-X
		PARTIE INCLINABLE			PARTIE INCLINABLE			PARTIE INC.		PARTIE INC.
		60x60	90x60		50x60	60x60		60x60		60x60

## DIMENSIONS DES TABLES VISION

EN CM

### DE GROUPE

Hauteur 60 - 90	TYPE	PLATEAU	
	A	165x100	200x100
	Plateau fixe	03424-MA	03426-MA

Remplacer le X dans la référence par les codes suivants correspondants au type de réglage choisi :

- MA pour réglage par manivelle
- EL pour réglage électrique





*Design soigné*



## Les + produit

- ✓ Grande variété avec un choix entre 7 types de plateaux et 3 tailles ;
- ✓ Réglables en hauteur et en inclinaison.

### ACCESSOIRES POUR TABLES VISION INDIVIDUELLES ET DE GROUPE



*Pour supporter des livres jusqu'à 1 kilo !*

RÉF.	ACCESSOIRES	
03430	Jeu de 2 supports latéraux	1
03437	Jeu de 2 supports latéraux avec blocage	2
03434	Butée antérieure magnétique	
03435	- 60 cm	
	- 30 cm	
43448	Aimant rond pour plateau magnétique	
03429	Piètement roulettes doubles freinées sans réhaussement individuelle	3
43461	Piètement roulettes doubles freinées sans réhaussement groupe	
03446	Piètement roulettes doubles freinées, hauteur + 8 cm pour tables individuelles	
03448	Piètement roulettes doubles freinées, hauteur + 8 cm pour tables de groupe	4
43440 à 43444	Option couleur de plateau (Vison individuelles seulement)	5

Attention : si vous souhaitez commander des roulettes afin de les monter sur une table que vous possédez déjà, les références articles seront différentes. Contactez nous.