



GIMA

LUNETTES MÉDICALES D'ISOLEMENT

Code: 25266

Catégorie: Lunettes de protection - écran facial et visière

Unité de Vente: boîte de 10 pcs.

Commande Minimum: 1

Type: EPI

Class: II



EAN13: 8023279252668

Descriptif: LUNETTES MÉDICALES ISOLANTES - anti-buée et antirayures - jetables - boîte de 10

Lunettes complètement enfermées avec bouches d'aération, pour protéger contre: gouttelettes, éclaboussures de liquides et fluides corporels.
Lunettes enveloppantes avec écrans latéraux pour une protection supplémentaire.
Lentilles claires pour une visibilité sans obstruction.
Monture en PVC transparent, oculaires en PC, bouches d'aération en PP blanc.

Livrées avec bande élastique.

Non stériles.

Conformes au règlement EPI (UE) 2016/425 et à EN 166:2001. Cat. II.

Conditionnées individuellement avec mode d'emploi multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, NO, PL, CZ, SI, HR, HU, RO, BG, GR, Arabe.

Dimensions: 180x85x60 mm

Spécifications Techniques:

Standard accessories: