



GIMA

MASQUE DE TÊTE AVEC VISIÈRE GIMA

Code: 25656

Catégorie: Lunettes de protection - écran facial et visière

Unité de Vente: 1 pc.

Commande Minimum: 1

Type: EPI

Class: II



EAN13: 8033661823956

Descriptif: MASQUE DE TÊTE AVEC VISIÈRE

Masque anti-buée épaisseur 0,5 mm

Excellentes caractéristiques

- écran facial, rotation max. 90°
- surfaces interne et externe traitées contre la buée
- protection contre les gouttelettes et les éclaboussures

Matériaux supérieurs

- bande élastique de fixation anallergique
- système de rotation en matériau plastique
- support doux en mousse anallergique
- écran facial en acétate thermoformé et traitement anti-buée

Usage facile et confortable

- bandes réglables par fixations velcro
- utilisables par-dessus les lunettes correctrices

Spécifications Techniques:

Standard accessories: