



GIMA

POLYSAFE MÉDICAL - LUNETTES - dans une boîte

Code: 25660

Catégorie: Lunettes de protection - écran facial et visière

Unité de Vente: 1 pc.

Commande Minimum: 1

Type: EPI

Class: II



EAN13: 7312550025505

Descriptif: POLYSAFE MEDICAL - avec boîte

Pour la protection oculaire, partie capitale de tout programme de contrôle des maladies infectieuses.

Large champ de vision et excellentes qualités optiques.

Écrans supérieur et latéraux protégeant les yeux sous tous les angles.

Pour toutes les tailles de tête, clarté optique supérieure.

Autoclavables.

Conformes EN 166:2001.

Instructions multilingues: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, PL, HU, RO, BG, GR, Arabe.

Protection intégrale pour le dessus de la région orbitaire

Peuvent être portées par-dessus les lunettes correctrices

Spécifications Techniques:

Standard accessories: