



GIMA

POLYSAFE MÉDICAL - LUNETTES - vrac

Code: 25661

Catégorie: Lunettes de protection - écran facial et visière

Unité de Vente: 1 pc.

Commande Minimum: 10

Type: EPI

Class: II



EAN13: 8023279256611

Descriptif: POLYSAFE MEDICAL - sans boîte

Pour la protection oculaire, partie capitale de tout programme de contrôle des maladies infectieuses.

Large champ de vision et excellentes qualités optiques.

Écrans supérieur et latéraux protégeant les yeux sous tous les angles.

Pour toutes les tailles de tête, clarté optique supérieure.

Autoclavables.

Conformes EN 166:2001.

Instructions multilingues: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, PL, HU, RO, BG, GR, Arabe.

Protection intégrale pour le dessus de la région orbitaire

Peuvent être portées par-dessus les lunettes correctrices

Spécifications Techniques:

Standard accessories: