



GIMA

ÉCRAN FACIAL ANTI-BUÉE JETABLE

Code: 25662

Catégorie: Lunettes de protection - écran facial et visière

Unité de Vente: 1 pc.

Commande Minimum: 1

Type: EPI

Class: II



EAN13: 8023279256628

Descriptif: ÉCRAN FACIAL ANTI-BUÉE JETABLE

Écran facial jetable de protection en pellicule hydrophile anti-buée.
La visière transparente e lisse permet de préserver le contact visuel tout en protégeant le visage contre la contamination potentielle de pathogènes du sang, fluides ou éclaboussures de substances chimiques dangereuses.
Pourvu de bande en mousse et bande élastique.

Dimensions: 330x220 mm.

Instructions multilingues: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RO, PL.

Bande en mousse: 270x35x35 mm

Bande élastique: 12 mm

Spécifications Techniques:

Standard accessories: