



GIMA

ÉCRAN À VISIÈRE

Code:	25668
Catégorie:	Lunettes de protection - écran facial et visière
Unité de Vente:	1 pc.
Commande Minimum:	1
Type:	EPI
Class:	II



EAN13: 8033661824045

Descriptif:

ÉCRAN À VISIÈRE

Masque anti-buée épaisseur 0,5 mm

Excellentes caractéristiques

- écran facial, rotation max. 90°
- surfaces interne et externe traitées contre la buée
- protection contre les gouttelettes et les éclaboussures

Matériaux supérieurs

- bande élastique de fixation anallergique
- système de rotation en matériau plastique
- support doux en mousse anallergique
- écran facial en acétate thermoformé et traitement anti-buée

Usage facile et confortable

- bandes réglables par fixations velcro
- utilisables par-dessus les lunettes correctrices

Spécifications Techniques:

Standard accessories: