



GIMA

ÉCRAN DE PROTECTION GIMA - fixe

Code: 30846

Catégorie: Lunettes de protection - écran facial et visière

Unité de Vente: 1 pc.

Commande Minimum: 1

Type: EPI

Class: II



EAN13: 8023279308464

Descriptif: ÉCRAN DE PROTECTION GIMA - écran fixe

Écran facial de protection en polycarbonate avec une large surface transparente et un haut niveau de couverture, qui permet de maintenir le contact visuel tout en protégeant les yeux et les muqueuses en totale sécurité.

Facilement hygiénisable, il a une taille universelle et est extrêmement ergonomique grâce à la bande avec fermeture similaire au velcro et au rembourrage souple remplaçable.

Adapté pour l'utilisation clinique/professionnelle et personnelle.

Utilisable avec les lunettes, il offre une vaste vision périphérique.

L'écran de protection GIMA est conforme aux normes internationales (EPI, UE 2016/425, Classe II, EN 166:2001).

Livré en sac de polyéthylène avec instructions multilingues: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RO, PL, SE, HU, CZ.

Poids: 125 g.

Dimensions du écran: 240 mm (h) x 180 mm

Made in Italy.

Spécifications Techniques:

Standard accessories: