



# GIMA

## MARCHEPIED - 1 marche - démonté

**Code:** 27976

**Catégorie:** Escabeaux

**Unité de Vente:** 1 pc.

**Commande Minimum:** 1

**Type:** Produit non médical



**EAN13:** 8023279279764

**Descriptif:** MARCHEPIED - une marche - démonté

Structure en tube d'acier chromé avec pieds en caoutchouc.  
Charge: 100 Kg  
Plateforme antiglisse en plastique noir.

Dimensions: 40 x h 24 cm  
Dim. emballage: 45x27xh 9 cm

Made in Italy.

**Spécifications Techniques:**

**Standard accessories:**