



GIMA

MARCHEPIED - 2 marches

Code: 27979

Catégorie: Escabeaux

Unité de Vente: 1 pc.

Commande Minimum: 1

Type: Produit médical

Class: I

NSIS: 2225396

CND: V0899

EAN13: 8023279279795



Descriptif: MARCHEPIED - deux marches

Structure en tubes ovales 30 x 15 peints à la poudre époxy.
Plate-forme antidérapante noire.
Dimensions: 44 x 40 x h 22/45 cm.
Charge max. 100 kg.

Made in Italy.

Spécifications Techniques:

Standard accessories: