



GIMA

GISAFE MASQUE CHIRURGICAL FILTRANT 98% 3 ÉPAISSEURS type IIR avec élastiques - adultes - noir - boîte

Code: 20701

Catégorie: Masques

Unité de Vente: boîte de 50 pcs.

Commande Minimum: 1

Type: Produit médical

Class: I

NSIS: 2512790

CND: T020604

EAN13: 8023279207019



Descriptif: MASQUES FILTRANTS 98% À 3 ÉPAISSEURS - TYPE IIR avec élastiques

- Masques pour adultes
- Boîte de 50
- Couleur: noir

Masques chirurgicaux légers et confortables, conçus pour hôpitaux, soins dentaires et ambulatoires.

- bande nasale conformable pour une bonne adaptation sur le visage
- sans fibre de verre, efficacité de filtration bactérienne EFB=98%
- tissu non tissé, sans latex
- 1ère épaisseur extérieure 28 gsm non tissé
- 2ème épaisseur 25 gsm filtre meltblown
- 3ème épaisseur intérieure 25 gsm non tissé

Boîte multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, GR, RO, Arabe.

Spécifications Techniques: EFB % = 98
Pression différentielle (Pa/cm²) < 60
UFC/g < 30
Dimensions: 17,5 x 9,5 cm (adultes)
conforme à EN 14683:2019 + AC:2019; MDR 2017/745 Classe I

Standard accessories: