



GIMA

PARAVENT 3 PANNEAUX - Trévira bleu clair

Code: 45581

Catégorie: Mobilier pour cabinet médical Elite

Unité de Vente: 1 pc.

Commande Minimum: 1

Type: Produit médical

Class: I

NSIS: 2225411

CND: V0899

EAN13: 8023279455816



Descriptif: Paravent à 3 panneaux avec structure robuste tubulaire ovale (30 x 15 mm), recouverte de poudre époxy gris métallisé.

- Largeur: 60 + 60 + 60 cm (3 panneaux)
- Hauteur: 180 cm
- Rideaux en Trévira bleu clair
- Équipés de 4 pieds réglables qui garantissent une parfaite stabilité

Made in Italy.

Spécifications Techniques:

Standard accessories: