



GIMA

ROULEAU POLYÉTHYLÈNE EN RELIEF - 50m x 50cm - blanc

Code: 27413

Catégorie: Rouleaux de papier pour Lit

Unité de Vente: boîte de 6 pcs.

Commande Minimum: 1

Type: Produit médical

Class: I

NSIS: 2550130

CND: T030502

EAN13: 8023279274134



Descriptif: ROULEAUX D'EXAMEN EN PAPIER

- **Matériau:** Épaisseur de cellucotton doublée d'une épaisseur de polyéthylène (PE)
- **Couleur:** blanc
- **Épaisseurs:** 14 g/m2 PE
- **Poids:** 26/28 g/m2
- **Longueur:** 50 m
- **Hauteur:** 50 cm
- **Nombre de feuilles:** 132
- **Perforation:** 38 cm
- **Rouleaux pour boîte:** 6

Gamme complète de papier pour lit, hygiénique et résistant. Fabriqué en Italie en cellucotton ou cellucotton/PE. Chaque rouleau est emballé individuellement dans du plastique pour une meilleure protection. Non toxique. Disponible avec perforation standard 38 ou 40 cm ou perforation 190 cm (taille du patient).

Spécifications Techniques:

Standard accessories: