



GIMA

ROULEAU POLYÉTHYLÈNE EN RELIEF - 50m x 50cm bleu clair

Code: 27414

Catégorie: Rouleaux de papier pour Lit

Unité de Vente: 6 rouleaux

Commande Minimum: 1


Type: Produit médical

Class: I

NSIS: 2550134

CND: T030502

EAN13: 8023279274141



Descriptif: ROULEAUX D'EXAMEN EN PAPIER

- **Matériau:** Épaisseur de cellucotton doublée d'une épaisseur de polyéthylène (PE)
- **Couleur:** bleu clair
- **Épaisseurs:** 14 g/m2 PE
- **Poids:** 26/28 g/m2
- **Longueur:** 50 m
- **Hauteur:** 50 cm
- **Nombre de feuilles:** 132
- **Perforation:** 38 cm
- **Rouleaux pour boîte:** 6

Gamme complète de papier pour lit, hygiénique et résistant. Fabriqué en Italie en cellucotton ou cellucotton/PE. Chaque rouleau est emballé individuellement dans du plastique pour une meilleure protection. Non toxique. Disponible avec perforation standard 38 ou 40 cm ou perforation 190 cm (taille du patient).

Spécifications Techniques:

Standard accessories: