



# GIMA

## ROULEAU POLYÉTHYLÈNE EN RELIEF - ÉCO - 50m x 60 cm

**Code:** 27415

**Catégorie:** Rouleaux de papier pour Lit

**Unité de Vente:** 6 rouleaux

**Commande Minimum:** 1

**Type:** Produit médical

**Class:** I

**NSIS:** 2550137

**CND:** T030502

**EAN13:** 8023279274158



**Descriptif:** ROULEAUX D'EXAMEN EN PAPIER

- **Matériau:** Épaisseur de cellucotton doublée d'une épaisseur de polyéthylène (PE)
- **Couleur:** blanc
- **Épaisseurs:** 8 g/m2 PE
- **Poids:** 26/28 g/m2
- **Longueur:** 50 m
- **Hauteur:** 60 cm
- **Nombre de feuilles:** 125
- **Perforation:** 40 cm
- **Rouleaux pour boîte:** 6

Gamme complète de papier pour lit, hygiénique et résistant. Fabriqué en Italie en cellucotton ou cellucotton/PE. Chaque rouleau est emballé individuellement dans du plastique pour une meilleure protection. Non toxique. Disponible avec perforation standard 38 ou 40 cm ou perforation 190 cm (taille du patient).

**Spécifications Techniques:**

**Standard accessories:**