



GIMA

ROULEAU GAUFRÉ COLLÉ 2 ÉPAISSEURS - 50m x 50cm

Code: 27424

Catégorie: Rouleaux de papier pour Lit

Unité de Vente: 9 rouleaux

Commande Minimum: 1

Type: Produit médical

Class: I

NSIS: 2167110

CND: V0880

EAN13: 8023279274240



Descriptif: ROULEAUX D'EXAMEN EN PAPIER

- **Matériau:** Gaufré collé
- **Couleur:** blanc
- **Épaisseurs:** 2
- **Poids:** 2 x 17,5 g/m2
- **Longueur:** 50 m
- **Hauteur:** 50 cm
- **Nombre de feuilles:** 132
- **Perforation:** 38 cm
- **Rouleaux pour boîte:** 9

Gamme complète de papier pour lit, hygiénique et résistant. Fabriqué en Italie en cellucotton ou cellucotton/PE. Chaque rouleau est emballé individuellement dans du plastique pour une meilleure protection. Non toxique. Disponible avec perforation standard 38 ou 40 cm ou perforation 190 cm (taille du patient).

Spécifications Techniques:

Standard accessories: